

# User Manual

## Homebuds Smart Body Weight Scale



Model:HB908

Please read this User Manual carefully before using the device

# CONTENTS

---

01-05	.....	English
06-10	.....	Deutsch
11-15	.....	Français
16-20	.....	Español
21-25	.....	Italiano

## Warning

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have read the instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the consequences.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Model of battery that appliance used is 3×AAA.
5. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
6. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
7. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
8. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
9. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries are removed.
10. The supply terminals are not to be short-circuited.
11. Take the scale, turn it over, open the battery compartment, put 3×AAA batteries with the correct polarities, then return the battery compartment cover.

## Homebuds Smart Body Weight Scale

Thank you for choosing Homebuds Smart body weight scale. This scale is your personal health assistant that could track and record your weight. We sincerely hope that you enjoy our Homebuds scale.

## Safety Cautions


1. This scale is not intended for commercial use.
2. This scale should not be used to diagnose or treat any medical condition. Consult your primary care physician before making changes to your diet, exercise plans, or physical activities.
3. **If you are pregnant, have a pacemaker, or other internal device, you should not use the body fat function of this smart scale. Please note that all data should be used as a reference and is not substitute for medical advice from a licensed healthcare professional.**
4. Check the scale before use. Do not use the scale if it is damaged in any way.
5. The glass platform is slippery when wet. Make sure the platform and your feet are dry before stepping on for measurement.

## Use and Care

1. To weigh safely and accurately, stand with your feet shoulder-width apart while on the scale.
2. DO NOT strike or drop the scale.
3. DO NOT stand on the edge of the scale or jump on it.
4. DO NOT stand on the scale platform for a prolonged period of time or when not in operation.
5. DO NOT store or operate near heat sources or in humid environments.
6. Handle the scale with care, as it is a precision instrument.
7. Clean the scale with a clean and dry cloth. Avoid getting water or any other liquid inside the scale.
8. DO NOT use chemical or abrasive cleaning agents to clean the scale.
9. Keep the scale in a cool and dry environment.
10. Always keep the scale in a horizontal position, do not store vertically.
11. If the scale fails to turn on, check whether the batteries are installed correctly. Replace the batteries if necessary.
12. If an error appears on the display or if the scale does not turn off automatically, remove the batteries for over 30 seconds, then reinstall them.
13. DO NOT overload the scale (maximum weight capacity: 182 kg / 400 lb/28st).
14. DO NOT mix new and used batteries or different battery brands to power the scale.

## First Time Setup


**IMPORTANT! BEFORE USE:** Remove the isolator tab from the battery compartment.



## Operation

### Weighing without our App

1. Remove the isolator tab from the battery compartment.
2. For best accuracy, place the scale on a hard and flat floor. Carpeted or uneven floors can negatively effect the accuracy.
3. The scale operates with step-on technology but needs to be calibrated automatically under following occasions.
  - A. when first time use, moving the scale or battery exchange, the scale will display scale itself weight, and appear "CAL" after around 1second, and then display "0.0" or "0.00" after around 2 seconds , now it's ready to step on to weigh normally.



- B. If step on the scale before calibration, the scale will display a wrong weight and appear "CAL" after around 1second, and then display "0.0" or "0.00" after around 2seconds.



After calibration, please step again on to weigh and get correct weight.



4. Under other occasions, please step on to weigh directly.
5. When weighing, please remain standing evenly on the scale without shifting feet or body to get stable and right weight.
6. Step off the scale, the weight readings remain for several seconds. Then the scale will turn off automatically.
7. When Weighing without App, switch the unit by press the unit button on the backside of scale.

### Weighing with our App


The Homebuds Bluetooth Scale can connect with your mobile phone or Ipad via Bluetooth . The Body Weight and body fat result data will be showed at our App powered by "VitaFit " APP, which is easy to download from IOS App Store or GooglePlay.

### Download App and Register ID

Scan the QR code or Download " VitaFit APP" via IOS App Store or Google Play.



Register Your own ID,Then add personal data and confirm OK.



**Note:** When measuring with App, please switch the unit via App,the scale will keep same unit with App. Let's make more clear,the unit button on the backside of scale will be nonfunctional when the scale connectedto App.

### Pairing the Homebuds Scale with your smartphone

Turn on Bluetooth® on your smartphone.

NOTE: For Android users, Location and Bluetooth® must be turned on for Android 6.0 and later.



1. Tap + on the measuring page to discover the scale.



2. Step onto the scale, then add the device named "HB Body Weight".



3. Keep standing on the scale for 5-10 seconds.Pairing is successful when your final weight measurement appears on the app.

# Viewing Reports



1. At the bottom you will find a bar when you can click compare data to display.



2. Click Weight or BMI bar, you can view history data for the previous three times.



3. To view comparison data for a specific time, select starting date and ending date to generate the report, you can save or share your progress with friends via Facebook and Instagram. Click the "share" button on this page.



4. Click Trend to view your progress history. You can select your progress for the week, month, or year.



5. To view data for a specific day, click calendar logo the top right corner of the screen.



6. To view reference data from a specific time frame, click Data Select, then select date.


## Deleting Reference Data




1. To delete a reference data, click Select and select date, then click the "X".




1. On the Measurement page, tap My Account at the bottom of the screen.



2. To add new users, click Member and select "Add a user" and then enter their information.



3. To delete a user, first click Edit and delete, and then confirm.



4. To delete the account, first click SET logo and click "Delete Account".




5. other setting: You can set goal weights, change weight units, select sounds, select languages, and set weighing reminder on the current page.

# Connecting with Other Fitness Apps

## Google Fit

1. On the page of My Account, Select Google Fit from the menu.
2. Turn on Google Fit, then sign into your Google Account. You will be automatically redirected to the Google Fit page. After successfully connecting, your weight data will sync with Google Fit.


**Note: In Android system, couldn't be allowed to Sync with Apple Health.**



## Apple Health

1. On the page of My Account, Select Apple Health from the menu.
2. Click Authorize and the App will authorize immediately.
3. Open the Health App on your iPhone, then tap Sources. Be sure to turn on your Bluetooth®.
4. Select Vitafit from the list.
5. Turn on all categories to allow the Vitafit app to work.

**Note: In IOS system, couldn't be allowed to Sync with Google Fit.**



## Fitbit

1. On the page of My Account, Select Fitbit from the menu.
2. Turn on Fitbit, then sign into your Fitbit account.



3. Tap Allow to access the Fitbit app.
4. After successfully connecting, your data will sync to the Fitbit app. You will be able to view your progress both on the app as well as online.



## Frequently Asked Questions

1. Why doesn't the scale turn on?
  - Check if the batteries are properly installed.
2. Why does the data flash on the screen and then disappear?
  - The batteries are low and need to be replaced.
3. Why doesn't the scale connect with the app?
  - Make sure your phone's operating system is running on iOS 9.0+ or Android 4.3+.
  - Download and open the newest version of the app.
  - Turn on Bluetooth® on your phone (for Android users, make sure your Location is turned on as well).

## Package Contents

Serial Number	Item	Quantity
1	Smart Body Weight Scale	1
2	1.5V AAA Battery	3
3	User Manual	1

## Specifications

Capacity: Min 5 kg/11lb/0:11lb  
Max 300kg/600lb/42st12lb

Weight unit: kg/lb/st

Graduation: 0.05kg/0.1lb/0.1lb

Dimensions: 315x315x27.5m

Display: LED

Platform: Tempered glass

Batteries: 3xAAA

## Warranty Information

Homebuds guarantees all products to be of the highest quality in material and craftsmanship, and provides all products with 3 years warranty effective from the date of purchase.

For more information please visit [www.homebuds.com](http://www.homebuds.com)

Email: [service@homebuds.com](mailto:service@homebuds.com)

### Notice:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

## Homebuds Smart Personenwaage

Vielen Dank, dass Sie sich für die Homebuds Smart Körperanalysewaage entschieden haben. Diese Waage ist Ihr persönlicher Gesundheitsassistent, der Ihr Gewicht tracken und aufzeichnen kann. Wir hoffen, dass Sie viel Freude an Ihrer Homebuds Waage haben werden.

### Sicherheitshinweise


1. Diese Waage ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.
2. Diese Waage sollte nicht für die Diagnose oder Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Konsultieren Sie Ihren Hausarzt, bevor Sie Änderungen an Ihrer Ernährung, Ihren Trainingsplänen oder Ihren körperlichen Tätigkeiten vornehmen.
3. Wenn Sie schwanger sind, einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes Gerät haben, sollten Sie sich nicht zu sehr auf die von diesem Produkt gelieferten Daten verlassen. Bitte beachten Sie, dass alle Angaben nur als Referenz dienen und keinen Ersatz für eine medizinische Beratung durch einen zugelassenen Arzt darstellen.
4. Kontrollieren Sie die Waage vor dem Gebrauch. Verwenden Sie die Waage nicht, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt ist.
5. Die Glasplatte ist bei Nässe rutschig. Stellen Sie sicher, dass die Platte und Ihre Füße trocken sind, bevor Sie sie zur Messung betreten.

### Verwendung und Pflege

1. Um sicher und genau zu wiegen, stehen Sie mit schulterbreit auseinander stehenden Füßen auf der Waage.
2. Die Waage NICHT treten oder fallen lassen.
3. Stellen Sie sich NICHT auf die Kante der Waage und springen Sie nicht auf die Waage.
4. Stellen Sie sich NICHT über einen längeren Zeitraum oder bei Nichtbetrieb auf die Waagenplatte.
5. Lagern oder betreiben Sie die Waage NICHT in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchten Umgebungen.
6. Behandeln Sie die Waage mit Vorsicht, da es sich um ein Präzisionsinstrument handelt.
7. Reinigen Sie die Waage mit einem sauberen und trockenen Tuch. Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere der Waage gelangen.
8. Verwenden Sie KEINE chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel zur Reinigung der Waage.
9. Bewahren Sie die Waage in einer kühlen und trockenen Umgebung auf.
10. Bewahren Sie die Waage immer in einer horizontalen Position auf, lagern Sie sie nicht vertikal.
11. Wenn sich die Waage nicht einschalten lässt, prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Tauschen Sie die Batterien ggf. aus.
12. Wenn eine Fehlermeldung auf dem Display erscheint oder sich die Waage nicht automatisch ausschaltet, nehmen Sie die Batterien für mehr als 30 Sekunden heraus und legen Sie sie dann wieder ein.
13. Überlasten Sie die Waage NICHT (maximale Gewichtskapazität: 182kg/400lb/28st).
14. Mischen Sie NICHT neue und gebrauchte Batterien oder verschiedene Batteriemarken für die Stromversorgung der Waage.

### Schnellstar

WICHTIG! VOR GEBRAUCH: Entfernen Sie die Isolatorzunge aus dem Batteriefach




### Betrieb

#### Wiegen ohne unser App

1. Entfernen Sie die Isolierlasche aus dem Batteriefach.
2. Stellen Sie die Waage für die maximale Genauigkeit auf einen harten und ebenen Boden. Teppichböden oder unebene Böden können sich negativ auf die Genauigkeit auswirken.
3. Die Waage arbeitet mit Step-on-Technologie, muss aber bei folgenden Gelegenheiten automatisch kalibriert werden.
  - A. Bei der ersten Verwendung, wenn die Waage bewegt oder die Batterie ausgetauscht wird, zeigt die Waage das Eigengewicht an, und nach etwa 1 Sekunde erscheint "CAL", und nach etwa 2 Sekunden wird "0.0" oder "0.00" angezeigt, jetzt ist sie bereit, normal zu wiegen.



B. Wenn Sie vor der Kalibrierung auf die Waage treten, zeigt die Waage ein falsches Gewicht an und nach ca. 1 Sekunde erscheint "CAL", und nach ca. 2 Sekunden wird "0.0" oder "0.00" angezeigt.



Nach der Kalibrierung treten Sie bitte erneut auf die Waage, um das korrekte Gewicht zu erhalten.



4. Bei anderen Situationen treten Sie bitte direkt auf die Waage.
5. Bleiben Sie beim Wiegen bitte gleichmäßig auf der Waage stehen, ohne die Füße oder den Körper zu verlagern, um ein korrektes und zuverlässiges Gewicht zu erhalten.
6. Wenn Sie von der Waage absteigen, bleiben die Gewichtswerte für einige Sekunden stehen. Dann schaltet sich die Waage automatisch aus.
7. Wenn Sie ohne App wiegen, schalten Sie das Gerät um, indem Sie die Gerätetaste auf der Rückseite der Waage drücken.

## Wiegen mit der unser App


Die Homebuds Bluetooth-Waage kann sich über Bluetooth mit Ihrem Handy oder Ipad verbinden. Die Körpergewichts- und BMI-Daten werden in der "VitaFit" App angezeigt, die Sie einfach im IOS App Store oder bei Google Play herunterladen können.

### App herunterladen und ID registrieren

Scannen Sie den QR Code oder downloaden Sie die „VitaFit“ App aus dem IOS App Store oder dem Google Play Store



Registrieren Sie Ihre eigene ID, Fügen Sie dann Ihre persönlichen Daten hinzu und bestätigen Sie mit OK.



**Hinweis:** Wenn Sie mit der App wiegen, schalten Sie bitte die Einheit über die App um, die Waage behält mit der App die gleiche Maßeinheit bei. Zur Verdeutlichung: Die Einheitentaste auf der Rückseite der Waage ist nicht funktionsfähig, wenn die Waage mit der App verbunden ist.

### Homebuds Waage mit Ihrem Smartphone koppeln

Schalten Sie Bluetooth® auf Ihrem Smartphone ein.

**HINWEIS:** Bei Android-Benutzern müssen Standort und Bluetooth® bei Android 6.0 und höher eingeschaltet sein.



1. Tippen Sie auf der Messeite auf +, um die Waage zu finden.



2. Treten Sie auf die Waage, fügen Sie dann das Gerät mit der Bezeichnung "HB Body Weight" hinzu.



3. Bleiben Sie für 5-10 Sekunden auf der Waage stehen. Das Pairing ist erfolgreich, wenn Ihre endgültige Gewichtsmessung in der App erscheint.

# Berichte anzeigen



1. Unten finden Sie eine Leiste, in der Sie auf die Vergleichsdaten anzeigen können.



2. Klicken Sie auf die Gewichts- oder BMI-Leiste, um die Verlaufsdaten für die letzten drei Messungen anzuzeigen.



3. Um Vergleichsdaten für eine bestimmte Zeit zu sehen, wählen Sie Start- und Enddatum, um den Bericht zu generieren. Sie können Ihren Fortschritt speichern oder mit Freunden über Facebook und Instagram teilen, indem Sie auf die Schaltfläche "Teilen" auf dieser Seite klicken.



4. Klicken Sie auf Trend, um Ihren Fortschrittsverlauf anzuzeigen. Sie können Ihren Fortschritt für die Woche, den Monat oder das Jahr auswählen.



5. Um Daten für einen bestimmten Tag anzuzeigen, klicken Sie auf Kalenderlogo in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.



6. Um Referenzdaten eines bestimmten Zeitraums anzuzeigen, klicken Sie auf Datenauswahl und wählen dann das Datum.


## Löschen von Referenzdaten



1. Um Referenzdaten zu löschen, klicken Sie auf Auswählen und wählen Sie das Datum aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "X".




1. Tippen Sie auf der Seite "Messung" auf "Mein Konto" am unteren Rand des Bildschirms.



2. Um neue Benutzer anzulegen, klicken Sie auf "Mitglied" und wählen Sie "Benutzer hinzufügen" und dann können Sie die Informationen eingeben.



3. Um einen Benutzer zu löschen, klicken Sie zunächst auf Bearbeiten und Löschen und bestätigen Sie den Vorgang.



4. Um das Konto zu löschen, klicken Sie zuerst auf das SET-Logo und dann auf "Konto löschen".

5. Andere Einstellung: Sie können Zielgewichte festlegen, Gewichtseinheiten ändern, Sounds auswählen, Sprachen auswählen und eine Wiegeerinnerung auf der aktuellen Seite einstellen.

## Hinzufügen/Löschen von Benutzern und andere Einstellungen

# Verbinden mit anderen Fitness Apps


## Google Fit

1. Wählen Sie auf der Seite Mein Konto die Option Google Fit aus dem Menü.
  2. Schalten Sie Ihr Google Fit ein und melden Sie sich dann bei Ihrem Google-Konto an. Sie werden automatisch auf die Google Fit-Seite weitergeleitet. Nach erfolgreicher Verbindung werden Ihre Gewichtsdaten mit Google synchronisiert.
- Hinweis: Im Android-System konnte die Synchronisierung mit Apple Health nicht zugelassen werden.



## Apple Health

1. Wählen Sie auf der Seite "Mein Konto" "Apple Health" aus.
  2. Klicken Sie auf Autorisieren und die App autorisiert den Vorgang sofort.
  3. Öffnen Sie die Health App auf Ihrem iPhone und tippen Sie dann auf Sources. Achten Sie darauf, Ihr Bluetooth® einzuschalten.
  4. Wählen Sie Vitalität aus der Liste aus.
  5. Schalten Sie alle Kategorien ein, damit die Vitalität App funktionieren kann.
- Hinweis: Im iOS-System konnte die Synchronisierung mit Google Fit nicht zugelassen werden.



## Fitbit

1. Wählen Sie auf der Seite "Mein Konto" die Option Fitbit aus dem Menü.
2. Schalten Sie Fitbit ein und melden Sie sich dann bei Ihrem Fitbit-Konto an.



3. Tippen Sie auf Zulassen, um auf die Fitbit-App zuzugreifen.
4. Nach erfolgreicher Verbindung werden Ihre Daten mit der Fitbit-App synchronisiert. Sie können Ihren Fortschritt sowohl in der App als auch online anzeigen.



## Häufig gestellte Fragen

1. Warum schaltet sich die Waage nicht ein?
  - Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind.
2. Warum blinken die Daten auf dem Bildschirm und verschwinden dann?
  - Die Batterien sind schwach und müssen ausgetauscht werden.
3. Warum verbindet sich die Waage nicht mit der App?
  - Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem Ihres Telefons auf iOS 9.0+ oder Android 4.3+ läuft.
  - Laden Sie die neueste Version der App herunter und öffnen Sie sie.
  - Schalten Sie Bluetooth® auf Ihrem Telefon ein (Android-Benutzer müssen sicherstellen, dass die Standortbestimmung ebenfalls eingeschaltet ist).

## Paketinhalt

Laufende Nummer	Artikel	Menge
1	Smarte Personenwaage	1
2	1.5V AAA Batterie	3
3	Benutzerhandbuch	1

## Spezifikationen

Gewichtskapazität: Min 5 kg/11 lb/0:11 lb  
Max 300kg/600lb/42st12lb

Gewichtseinheit: kg/lb/st

Abstufung: 0.05kg/0.1lb/0.1lb

Abmessungen: 315x315x27.5mm

Anzeige: LED

Standfläche: Gehärtetes Glas

Batterien: 3xAAA

## Garantieinformationen

Homebuds garantiert, dass alle Produkte von höchster Qualität in Bezug auf Material und Verarbeitung sind, und gewährt auf alle Produkte eine Garantie von 3 Jahren ab Kaufdatum.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [www.homebuds.com](http://www.homebuds.com)

E-Mail: [service@homebuds.com](mailto:service@homebuds.com)

### Hinweis:



Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; verwenden Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

## Homebuds Pèse-Personne Intelligent

Merci d'avoir choisi la balance intelligente Homebuds. Cette balance est votre assistant de santé personnel qui pourrait suivre et enregistrer votre poids. Nous espérons sincèrement que vous apprécierez votre balance Homebuds.

### Consignes De Sécurité


1. Cette balance n'est pas destinée à un usage commercial.
2. Cette balance ne doit pas être utilisée pour diagnostiquer ou traiter un problème médical. Consultez votre médecin de premier recours avant de modifier votre alimentation, vos plans d'exercice ou vos activités physiques.
3. Si vous êtes enceinte, si vous avez un stimulateur cardiaque ou un autre appareil interne, vous ne devriez pas vous fier fortement aux données fournies par ce produit. Veuillez noter que toutes les données doivent être utilisées comme référence et ne remplacent pas les conseils médicaux d'un professionnel de la santé agréé.
4. Vérifiez l'échelle avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée de quelque façon que ce soit.
5. La plateforme en verre est glissante lorsqu'elle est mouillée. Assurez-vous que la plateforme et vos pieds sont secs avant de procéder à la mesure.

### Utilisation Et L'entretien

1. Pour peser de façon sécuritaire et précise, tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules, tout en étant sur la balance.
2. NE PAS frapper ou laisser tomber l'échelle.
3. NE PAS se tenir debout sur le bord de la balance ou sauter dessus.
4. NE PAS rester sur la plate-forme pendant une période prolongée ou lorsqu'elle n'est pas en service.
5. NE PAS entreposer ni utiliser à proximité de sources de chaleur ou dans des environnements humides.
6. Manipuler la balance avec soin, car il s'agit d'un instrument de précision.
7. Nettoyez la balance avec un chiffon propre et sec. Évitez d'y introduire de l'eau ou tout autre liquide.
8. NE PAS utiliser de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs pour nettoyer la balance.
9. Conserver la balance dans un environnement frais et sec.
10. Toujours garder l'échelle en position horizontale, ne pas la stocker verticalement.
11. Si la balance ne s'allume pas, vérifiez si les piles sont installées correctement. Remplacez les piles si nécessaire.
12. Si une erreur apparaît sur l'écran ou si la balance ne s'éteint pas automatiquement, retirez les piles pendant plus de 30 secondes, puis réinstallez-les.
13. NE PAS surcharger la balance (capacité maximale : 182kg/400lb/28st).
14. Ne mélangez PAS les piles neuves et usagées ni les différentes marques de piles pour alimenter la balance.

### Démarrage Rapide

IMPORTANT ! AVANT L'UTILISATION : Enlever l'étiquette d'isolateur du compartiment des batteries



### Opération

#### Pesée Sans Application notre

1. Retirer la languette de l'isolateur du compartiment de la batterie.
2. Pour une précision optimale, placez l'échelle sur un plancher dur et plat. Le tapis ou les planchers irréguliers peuvent avoir un effet négatif sur la précision.
3. L'échelle fonctionne avec une technologie à pas, mais doit être étalonnée automatiquement dans les occasions suivantes.
  - A. Lors de la première utilisation, du déplacement de la balance ou de l'échange de la batterie, la balance affiche elle-même le poids et apparaît "CAL" après environ 1 seconde, puis affiche "0.0" ou "0.00" après environ 2 secondes, elle est maintenant prête à se mettre en marche pour peser normalement.



B. Si le pas est sur la balance avant l'étalonnage, la balance affiche un poids erroné et apparaît "CAL" après environ 1 seconde, puis affiche "0.0" ou "0.00" après environ 2 secondes.



Après l'étalonnage, veuillez continuer à peser et à peser correctement.



4. En d'autres occasions, veuillez intervenir pour peser directement.
5. Lorsque vous pesez, veuillez rester debout sur la balance sans bouger les pieds ou le corps pour obtenir un poids stable et juste.
6. Descendez de la balance, les lectures de poids restent pendant plusieurs secondes. Ensuite, la balance s'éteint automatiquement.
7. Lorsque vous pesez sans application, changez l'appareil en appuyant sur le bouton de l'appareil situé à l'arrière de la balance.

## Pesée Avec Application notre


Le Homebuds Bluetooth Scale peut se connecter à votre téléphone portable ou Ipad via Bluetooth. Les données sur le poids corporel et l'IMC seront affichés dans l'application appelée « VitaFit », qui est facile à télécharger à partir de l'App Store d'IOS ou de Google Play.

### Télécharger l'application et enregistrer l'ID

Scannez le code QR ou  
Télécharger « VitaFit » via IOS  
App Store ou Google Jouer.



Enregistrez votre propre pièce d'identité,  
Ajoutez ensuite des données personnelles  
et confirmez OK.



Remarque : Lorsque vous pesez avec l'application, s'il vous plaît changer l'appareil via App, la balance conservera la même unité avec App. Faisons plus clair, le bouton de l'unité sur le dos de l'échelle sera non fonctionnelle lorsque le échelle connectée à l'application.

### Couplage de la balance Homebuds avec votre smartphone

Allumez Bluetooth® sur votre téléphone intelligent.

REMARQUE : Pour les utilisateurs d'Android, Location et BluetoothMD doit être activé pour Android 6.0 et versions ultérieures.



1. Appuyez sur + sur la page de mesure pour découvrir l'échelle.



2. Montez sur la balance, puis ajoutez le dispositif nommé « HB Body Weight ».



3. Restez debout sur l'échelle pendant 5 à 10 secondes. L'appariement est réussi lorsque votre mesure de poids finale apparaît sur l'application.

# Affichage des Rapports



1. Au bas, vous trouverez une barre lorsque vous le pouvez. Cliquez sur comparer les données pour les afficher.



2. Cliquez sur Weight ou sur la barre d'IMC pour afficher les données de l'historique. Pour les trois précédentes fois.



3. Pour afficher les données de comparaison pour une heure donnée, sélectionnez la date de début et la date de fin pour générer le rapport. Vous pouvez enregistrer ou partager vos progrès avec vos amis via Facebook et Instagram par Cliquez sur le bouton « Partager » sur cette page.



4. Cliquez sur Tendance pour afficher l'historique de vos progrès. Vous pouvez sélectionner votre progression pour la semaine, mois ou année.



5. Pour afficher les données d'une journée donnée, cliquez sur le logo du calendrier. coin supérieur droit de l'écran.



6. Pour afficher les données de référence d'une période donnée, cliquez sur Data Select, puis sélectionnez Date.


## Suppression Des Données De Référence




1. Pour supprimer une donnée de référence, cliquez sur Sélectionner et sélectionnez la date. puis cliquez sur le "X".



1. Sur la page Mesures, appuyez sur Mon compte. au bas de l'écran.



2. Pour ajouter de nouveaux utilisateurs, cliquez sur Membre et sélectionnez "Ajouter un utilisateur", puis entrez ses renseignements.



3. Pour supprimer un utilisateur, cliquez d'abord sur Modifier et supprimer, puis confirmez.



4. Pour supprimer le compte, cliquez d'abord sur le logo SET et cliquez sur "

5. Autres Paramètres : Vous pouvez définir des poids objectifs, modifier des unités de poids, sélectionner des sons, sélectionner et définir le rappel de pesage sur la page en cours.


## Ajout/Suppression D'utilisateurs Et Autres Paramètres

# Connexion Avec D'autres Applications De Conditionnement Physique

## Google Fit

1. Sur la page Mon compte, sélectionnez Google Fit dans le menu.
2. Activez Google Fit, puis connectez-vous à votre compte Google. Vous serez automatiquement redirigé vers la page Google Fit. Après une connexion réussie, vos données de poids se synchroniseront avec Google Fit.


Remarque : dans le système Android, la synchronisation avec Apple Health n'a pas pu être autorisée.



## Apple Health

1. À la page Mon compte, sélectionnez Apple Health dans le menu.
2. Cliquez sur Autoriser et l'application l'autorisera immédiatement.
3. Ouvrez l'application Santé sur votre iPhone, puis appuyez sur Sources. Assurez-vous d'activer votre BluetoothMD.
4. Sélectionnez Vitafit dans la liste.
5. Activez toutes les catégories pour permettre à l'application Vitafit de fonctionner.

Remarque : Dans le système IOS, la synchronisation avec Google Fit n'a pas pu être autorisée.



## Fitbit

1. Sur la page de Mon compte, sélectionnez Fitbit dans le menu.
2. Activez Fitbit, puis connectez-vous à votre compte Fitbit.



3. Appuyez sur Autoriser pour accéder à l'application Fitbit.
4. Après une connexion réussie, vos données seront synchronisées avec l'application Fitbit. Vous pourrez voir vos progrès à la fois sur l'application et en ligne.



## Foire Aux Questions

1. Pourquoi la balance ne s'allume-t-elle pas?
  - Vérifier si les piles sont correctement installées.
2. Pourquoi les données clignotent-elles à l'écran et disparaissent-elles?
  - Les piles sont faibles et doivent être remplacées.
3. Pourquoi l'échelle ne se connecte-t-elle pas à l'application?
  - Assurez-vous que le système d'exploitation de votre téléphone fonctionne sous iOS 9.0+ ou Android 4.3+.
  - Téléchargez et ouvrez la plus récente version de l'application.
  - Allumez Bluetooth® sur votre téléphone (pour les utilisateurs d'Android, assurez-vous que votre emplacement est également activé).

## Contenu De L'emballage

Numéro de série	Projets	Nom (s)
1	Pèse-Personne Intelligent	1
2	pile AAA 1,5 V	3
3	Manuel de l'utilisateur	1

## Spécifications

Capacité de poids : Min 5 kg/11 lb/0:11 lb  
Max 300kg/600lb/42st12lb

Unité de poids : kg/lb/st

Graduation : 0.05kg/0.1lb/0.1lb

Dimensions : 315x315x27.5mm

Affichage: LED

Plateforme : Verre trempé

Piles: 3xAAA

## Informations De Garantie

Homebuds garantit que tous les produits sont de la plus haute qualité en matière de matériaux et d'artisanat et fournit à tous les produits une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat.

Pour plus d'informations, veuillez visiter [www.homebuds.com](http://www.homebuds.com)

Email: [service@homebuds.com](mailto:service@homebuds.com)

### Avertissement:



Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.

## Homebuds Báscula inteligente de peso corporal

Gracias por elegir la báscula de peso corporal Homebuds Smart. Esta báscula es su asistente personal de salud que puede seguir y registrar su peso. Esperamos sinceramente que disfrute de su báscula Homebuds. cord your weight. We sincerely hope that you enjoy our Homebuds scale.

### Precauciones de seguridad


1. Esta báscula no está destinada para uso comercial.
2. Esta báscula no debe utilizarse para diagnosticar o tratar ninguna condición médica. Consulte a su médico de cabecera antes de realizar cambios en su dieta, planes de ejercicio o actividades físicas.
3. Si está embarazada, tiene un marcapasos u otro dispositivo interno, no debe confiar demasiado en los datos proporcionados por este producto. Tenga en cuenta que todos los datos deben utilizarse como referencia y no sustituyen el consejo médico de un profesional autorizado de la salud.
4. Revise la báscula antes de utilizarla. No utilice la báscula si está dañada de alguna manera.
5. La plataforma de cristal es resbaladiza cuando está mojada. Asegúrese de que la plataforma y sus pies están secos antes de pararse en ella para la medición.

### Uso y cuidado

1. Para pesarse con seguridad y precisión, manténgase de pie con los pies separados a la altura de los hombros mientras está en la báscula.
2. NO golpee ni deje caer la báscula.
3. NO se ponga en el borde de la báscula ni salte sobre ella.
4. NO se ponga de pie sobre la plataforma de la báscula durante un período prolongado de tiempo o cuando no esté en funcionamiento.
5. NO almacene ni opere cerca de fuentes de calor o en ambientes húmedos.
6. Manipule la báscula con cuidado, ya que es un instrumento de precisión.
7. Limpie la báscula con un paño limpio y seco. Evite que entre agua o cualquier otro líquido en el interior de la báscula.
8. NO utilice productos químicos o abrasivos para limpiar la báscula.
9. Mantenga la báscula en un entorno fresco y seco.
10. Mantenga siempre la báscula en posición horizontal, no la guarde en posición vertical.
11. Si la báscula no enciende, compruebe si las pilas están instaladas correctamente. Sustituya las pilas si es necesario.
12. Si aparece un error en la pantalla o si la báscula no se apaga automáticamente, retire las pilas durante más de 30 segundos y vuelva a instalarlas.
13. NO sobrecargue la báscula (capacidad máxima de peso: 182kg/400lb/28st).
14. NO mezcle pilas nuevas y usadas o diferentes marcas de pilas para alimentar la báscula.

### De Inicio Rápido

Importante Antes de Utilizar: De la batería de la Cámara quitar la etiqueta de una separación.




### Operación

#### Pesaje sin la App nuestro

1. Retire la cubierta aislante del compartimento de la batería.
2. Para obtener una mayor precisión, coloque la báscula sobre un suelo duro y plano. Los suelos alfombrados o irregulares pueden afectar negativamente la precisión.
3. La báscula funciona con la tecnología de pisado, pero debe calibrarse automáticamente en las siguientes ocasiones.

A. cuando se utiliza por primera vez, se mueva la báscula o se cambie la batería, la báscula mostrará el peso propio, y aparecerá "CAL" después de alrededor de 1 segundo, y luego mostrará "0.0" o "0.00" después de alrededor de 2 segundos, ahora está lista para pisarse y pesar normalmente.



B. Si se pisa la báscula antes de la calibración, la báscula mostrará un peso incorrecto y aparecerá "CAL" después de aproximadamente 1 segundo, y luego mostrará "0.0" o "0.00" después de aproximadamente 2 segundos.



Después de la calibración, por favor, pise de nuevo para pesar y obtener el peso correcto.



4. En otras ocasiones, párese en ella para pesar directamente.
5. Cuando se pese, por favor, permanezca de pie de manera uniforme en la báscula sin mover los pies o el cuerpo para obtener un peso estable y correcto.
6. Bájese de la báscula, la lectura del peso se mantendrá durante varios segundos. A continuación, la báscula se apagará automáticamente.
7. Cuando se pese sin la aplicación, cambie la unidad pulsando el interruptor de unidad en la parte de atrás de la báscula.

## Pesaje con la App nuestro


La báscula Bluetooth Homebuds puede conectarse con su teléfono móvil o Ipad a través de Bluetooth. Los datos de peso corporal e IMC se mostrarán en la aplicación llamada "VitaFit", que es fácil de descargar desde IOS App Store o Google Play.

## Descargar la aplicación y registrar el ID

Escanee el código QR o Descargue " VitaFit" a través de IOS App Store o Google Play.



Registre su propio ID, A continuación, añada los datos personales y confirme el OK.



**Nota:** Cuando se pese con App, por favor, cambie la unidad a través de la App, la báscula mantendrá la misma unidad con la aplicación. Para que quede más claro, el botón de la unidad en la parte trasera de la báscula no funcionará cuando la báscula esté conectada a la aplicación.

## Cómo emparejar la báscula Homebuds con su smartphone

Encienda el Bluetooth® en su smartphone.

**NOTA:** Para los usuarios de Android, Ubicación y Bluetooth® deben estar activados para Android 6.0 y posteriores.



1. Toque + en la página de medición para descubrir la báscula.



2. Suba a la báscula y añada el dispositivo denominado "HB Body Weight".



3. Manténgase de pie en la báscula durante 5 a 10 segundos. El emparejamiento es exitoso cuando su medida de peso final aparece en la app.

# Visualización de informes



1. En la parte inferior encontrará una barra en la que puede hacer clic en comparados datos para visualizarlos.



2. Haga clic en la barra de Peso (Weight) o IMC (BMI), puede ver los datos del historial de las últimas tres veces.



3. Para ver los datos de comparación para un tiempo específico, seleccione la fecha de inicio y la fecha de finalización para generar el informe, puedes guardar o compartir Su progreso con sus amigos a través de Facebook e Instagram haciendo clic en el botón "compartir" en esta página.



4. Haga clic en Tendencias (Trends) para ver su historial de progreso. Puede seleccionar su progreso de la semana, mes o año.



5. Para ver los datos de un día en concreto, haga clic en el logotipo del calendario en la esquina superior derecha de la pantalla.



6. Para ver los datos de referencia de un periodo de tiempo específico, haga clic en Selección de datos y, a continuación seleccione la fecha.


## Eliminación de datos de referencia




1. Para eliminar un dato de referencia, haga clic en Seleccionar y seleccione la fecha, y luego haga clic en el botón "Eliminar".




1. En la página de Medición, pulse Mi cuenta en la parte inferior de la pantalla.



2. Para añadir nuevos usuarios, haga clic en Member y seleccione "Añadir un usuario" y luego introduzca su información.



3. Para eliminar un usuario, primero haga clic en Editar y eliminar, y luego confirme.



4. Para eliminar la cuenta, primero haga clic en CONFIGURACIONES y haga clic en "Eliminar cuenta".

5. otra configuración: Puede establecer pesos objetivo, cambiar las unidades de peso, seleccionar sonidos, seleccionar idiomas, y establecer un recordatorio de pesaje en la página actual.

# Conexión con otras aplicaciones de fitness

## Google Fit

1. En la página de Mi cuenta, seleccione Google Fit en el menú.
2. Active Google Fit y a continuación, inicie sesión en su cuenta de Google. Se le redirigirá automáticamente a la página de Google Fit. Después de conectarse con éxito, sus datos de peso se sincronizarán con Google Fit.


**Nota: en el sistema Android, no se puede sincronizar con Apple Health.**



## Apple Health

1. En la página de Mi cuenta, seleccione Apple Health en el menú.
2. Haga clic en Autorizar y la aplicación autorizará inmediatamente.
3. Abra la aplicación Health en su iPhone y vaya a Fuentes. Asegúrese de encender su Bluetooth®.
4. Seleccione Vitafit de la lista.
5. Active todas las categorías para que la aplicación Vitafit funcione.

**Nota: en el sistema iOS, no se puede sincronizar con Google Fit.**



## Fitbit

1. En la página de Mi cuenta, seleccione Fitbit en el menú.
2. Encienda Fitbit y luego inicie sesión en su cuenta de Fitbit.



3. Seleccione Permitir para acceder a la aplicación de Fitbit.
4. Después de conectarse con éxito, sus datos se sincronizarán con la aplicación de Fitbit. Podrá ver su progreso tanto en la aplicación como en línea.



## Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué no se enciende la báscula?
  - Compruebe si las pilas están bien instaladas.
2. ¿Por qué los datos parpadean en la pantalla y luego desaparecen?
  - Las baterías están bajas y necesitan ser reemplazadas.
3. ¿Por qué la báscula no se conecta con la aplicación?
  - Asegúrese de que el sistema operativo de su teléfono funciona con iOS 9.0+ o Android 4.3+.
  - Descargue y abra la versión más reciente de la aplicación.
  - Active el Bluetooth® en su teléfono (para los usuarios de Android, asegúrese de que la ubicación también está activada).

## Contenu De L'emballage

Número de serie	Proyecto	Nombre
1	Báscula inteligente de peso corporal	1
2	Pila AAA de 1,5 V	3
3	Manual de usuario	1

## Especificaciones

Capacidad de peso: Mínimo de 5kg/11lb/0:11lb

Máximo 300kg/600lb/42st12lb

Unidad de peso: kg/lb/st

Graduación: 0.05kg/0.1lb/0.1lb

Dimensiones: 315x315x27.5mm

Pantalla: LED

Plataforma: Vidrio templado

Baterías: 3xAAA

## Información sobre la garantía

Homebuds garantiza que todos los productos son de la más alta calidad en materiales y mano de obra, y proporciona todos los productos con 3 años de garantía a partir de la fecha de compra.

Para más información, visite [www.homebuds.com](http://www.homebuds.com)

Correo electrónico: [service@homebuds.com](mailto:service@homebuds.com)

### Nota:



El logotipo indica que el producto no debe eliminarse en toda la UE junto con otros residuos domésticos. A fin de prevenir los posibles peligros para el medio ambiente o la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de desechos, reciclarlos y promover la reutilización sostenible de los materiales y los recursos de manera responsable. Para devolver el equipo que ha utilizado, utilice el sistema de devolución y recogida o Póngase en contacto con el minorista que compró el producto. Pueden utilizar el producto para "reciclaje ambientalmente seguro".

## Homebuds Bilancia Corporea Smart

Grazie per aver scelto la bilancia corporea Homebuds Smart. Questa bilancia sarà il tuo nuovo assistente personale per monitorare e registrare il tuo peso. Ci auguriamo sinceramente che la tua nuova bilancia Homebuds ti piaccia.

### Misure di sicurezza


1. Questa bilancia non è destinata all'uso commerciale.
2. Questa bilancia non deve essere atta al diagnosticare o trattare alcuna condizione medica. Consultare il proprio medico di base prima di apportare modifiche dieta, piani di esercizio e attività fisiche.
3. Se sei in gravidanza o hai un pacemaker o un altro dispositivo medico interno, non dovresti fare particolare affidamento sui dati forniti da questo prodotto. Si prega di notare che tutti i dati devono essere rilevati da questa bilancia devono essere utilizzati come riferimento e non sostituiscono la consulenza medica di un operatore sanitario autorizzato.
4. Controllare la bilancia prima dell'uso. Non utilizzare la bilancia se danneggiata.
5. La piattaforma di vetro è scivolosa quando bagnata. Assicurati che la piattaforma e i tuoi piedi siano asciutti prima di salire per la misurazione.

### Uso e cura

1. Per pesarsi in modo sicuro e preciso, tenere i piedi alla larghezza delle spalle mentre si è sulla bilancia.
2. NON colpire o far cadere la bilancia.
3. NON stare in piedi sul bordo della bilancia, non saltarci sopra.
4. NON sostare sulla piattaforma della bilancia per un periodo di tempo prolungato o quando il prodotto non è in funzione.
5. NON conservare o utilizzare la bilancia vicino a fonti di calore o in ambienti umidi.
6. Maneggiare la bilancia con cura, poiché è uno strumento di precisione.
7. Pulire la bilancia con un panno pulito e asciutto. Evitare di far entrare acqua o altri liquidi all'interno della bilancia.
8. NON utilizzare detergenti chimici o abrasivi per pulire la bilancia.
9. Conservare la bilancia in un ambiente fresco e asciutto.
10. Tenere sempre la bilancia in posizione orizzontale, non riporla mai in verticale.
11. Se la bilancia non si accende, controllare se le batterie sono state posizionate nel loro alloggiamento correttamente. Se necessario, sostituire le batterie.
12. Se viene visualizzato un errore sul display o se la bilancia non si spegne automaticamente, rimuovere le batterie per oltre 30 secondi, quindi reinstallarle.
13. NON sovraccaricare la bilancia (capacità di peso massima: 182kg/400lb/28st).
14. NON usare batterie nuove e usate contemporaneamente o batterie di marche diverse per alimentare la bilancia.

### Avvio Veloce


**IMPORTANTE!** Prima dell'utilizzo: Rimuovere il risvolto d'isolatore dal compartimento di batteria.



### Utilizzo

#### Pesare senza l'ausilio dell'app il nostro

1. Rimuovere la linguetta dal vano batteria per disattivare l'isolatore.
2. Per la massima precisione di pesaggio, posizionare la bilancia su un piano solido. Pavimenti in moquette o irregolari possono influire negativamente sulla precisione del prodotto.
3. La bilancia funziona tramite tecnologia step-on ma deve essere calibrata nelle seguenti istanze.  
A. al primo utilizzo, spostando la bilancia o cambiando la batteria, la bilancia visualizzerà il peso stesso della bilancia, prima di visualizzare la scritta "CAL" dopo circa 1 secondo, per poi mostrare la scritta "0.0" o "0.00" dopo circa 2 secondi, risultando pronta per il pesaggio.



B. Se si sale sulla bilancia prima della calibrazione, la bilancia visualizzerà un peso errato e apparirà la scritta "CAL" dopo circa 1 secondo, tramutandosi poi in "0.0" o "0.00" dopo circa 2 secondi.



Dopo la calibrazione, ripesare per ottenere il peso corretto.



4. Altrimenti, è possibile passare direttamente alla pesatura.
5. Durante la pesatura, rimanere in piedi in modo uniforme sulla bilancia senza spostare i piedi o il corpo per calcolare un valore di peso stabile e corretto.
6. Scendere dalla bilancia, e consultare i risultati del pesaggio, le quali letture rimarranno per alcuni secondi. Quindi la bilancia si spegnerà automaticamente.
7. Quando si utilizza la bilancia senza app, cambiare l'unità premendo il pulsante dell'unità sul retro della bilancia.

## Pesare con l'ausilio dell'app il nostro


La bilancia Bluetooth Homebuds permette la connessione al telefono cellulare o Ipad tramite Bluetooth. I dati di peso corporeo e BMI verranno visualizzati nell'app denominata "VitaFit", facile da scaricare da IOS App Store o Google Play.

## Scarica l'app e registra l'ID

Scansiona il codice QR per scaricarla, o scarica l'app "VitaFit" tramite App Store (iOS) o Google Play Store (Android)



Registra il tuo ID, aggiungi quindi i tuoi dati personali e conferma premendo OK.



Nota bene: quando si pesa qualcosa tramite l'app, cambiare l'unità attraverso l'app, e la bilancia manterrà la stessa unità dell'app stessa. Inoltre, il pulsante dell'unità sul retro della bilancia non sarà funzionante quando la bilancia è collegata all'app.

## Associazione della bilancia Homebuds al tuo smartphone

Attiva il Bluetooth® sul tuo smartphone.

NOTA: per gli utenti Android, posizione e Bluetooth® devono essere attive su Android 6.0 e oltre.



1. Tocca + nella pagina delle misurazioni per trovare la bilancia.



2. Sali sulla bilancia, quindi aggiungi il dispositivo denominato "HB Body Weight".



3. Resta in piedi sulla bilancia per 5-10 secondi. L'associazione ha esito positivo quando la misurazione del peso finale viene visualizzata sull'app.


## Visualizzazione dei rapporti



1. In fondo alla schermata si trova una barra ove confrontare i dati rilevati




2. Premendo su Peso o sulla barra BMI, è possibile visualizzare i dati della cronologia fino a 3 volte precedenti.



3. Per visualizzare i dati di confronto per un'ora specifica, selezionare la data di inizio e la data di fine e vedere il rapporto specifico, puoi salvare o condividere i tuoi progressi con gli amici tramite Facebook e Instagram premendo sul pulsante "condividi" su questa stessa pagina.



4. Premere su "Trends" per visualizzare la cronologia dei progressi. Puoi visualizzare i tuoi progressi via settimana, mese o anno.



5. Per visualizzare i dati per un giorno specifico, premere sul logo del calendario nell'angolo in alto a destra dello schermo.



6. Per visualizzare dati di riferimento di un intervallo di tempo specifico, premere Selezione dati, quindi selezionare la data.


## Eliminazione dei dati di riferimento




1. Per eliminare un dato di riferimento, premere su Selezione e selezionare la data, quindi premere su "X".



1. Nella pagina delle misurazioni, tocca "My account" nella parte inferiore dello schermo.




2. Per aggiungere nuovi utenti, fai clic su "Membro" e poi seleziona "Aggiungi utente", quindi inserisci le informazioni necessarie.



3. Per eliminare un utente, vai su Modifica ed elimina, quindi conferma.

5. altre impostazioni: È possibile impostare pesi obiettivo, modificare unità di peso, selezionare suoni, selezionare lingue e impostare il promemoria di pesatura in questa stessa pagina.

## Aggiunta/eliminazione di utenti e altre impostazioni




4. Per eliminare l'account, dalle impostazioni premi "Elimina account".

# Connessione con altre app di fitness

## Google Fit

1. Nella pagina account, seleziona Google Fit dal menu.
2. Attiva Google Fit, quindi accedi al tuo account Google. Verrai reindirizzato automaticamente alla pagina di Google Fit. Dopo aver effettuato correttamente il collegamento, i dati relativi al peso verranno sincronizzati con Google Fit.


**Nota: nel sistema Android, non è stato possibile eseguire la sincronizzazione con Apple Health.**



## Apple Health

1. Nella pagina account, seleziona Apple Health dal menu.
2. Premi Autorizza e l'App verrà, appunto, autorizzata.
3. Apri l'app Salute sul tuo iPhone, apri quindi le Sorgenti. Assicurati di attivare il Bluetooth®.
4. Seleziona VitaFit dall'elenco.
5. Attiva tutte le categorie per consentire il funzionamento ottimale dell'app VitaFit.

**Nota: nel sistema IOS, non è stato possibile eseguire la sincronizzazione con Google Fit.**



## Fitbit

1. Nella pagina account, seleziona Fitbit dal menu.
2. Accendi Fitbit, quindi accedi al tuo account Fitbit.



3. Tocca Consenti per accedere all'app Fitbit.
4. Dopo aver effettuato correttamente la connessione, i dati verranno sincronizzati con l'app Fitbit, e sarai in grado di visualizzare i tuoi progressi sia sull'app che online.



## Domande frequenti

1. Perché la bilancia non si accende?
  - Controlla se le batterie sono inserite correttamente.
2. Perché i dati lampeggiano sullo schermo e poi scompaiono?
  - Le batterie sono scariche e devono essere sostituite.
3. Perché la bilancia non si collega all'app?
  - Assicurati che il sistema operativo del tuo telefono sia iOS 9.0+ o Android 4.3+.
  - Scarica e apri la versione più recente dell'app.
  - Attiva il Bluetooth® sul tuo telefono (per gli utenti Android, assicurati che anche la tua Posizione sia attiva).

## Contenuto della confezione

Numero di serie	Articolo	Quantità
1	Bilancia corporea smart con	1
2	Batteria AAA da 1,5 V	3
3	Manuale dell'utente	1

## Specifiche

Capacità di peso: Minimo de 5kg/11lb/0:11lb  
max 300kg/600lb/42st12lb

Unità di peso: kg/lb/st

Graduazione: 0.05kg/0.1lb/0.1lb

Dimensioni: 315x315x27.5mm

Display: LED

Piattaforma: vetro temperato

Batterie: 3xAAA

## Informazioni di garanzia

Homebuds garantisce che tutti i prodotti siano della massima qualità nei materiali e nella produzione, fornendo a tutti i prodotti una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto.

Per maggiori informazioni per favore visita [www.homebuds.com](http://www.homebuds.com)

Mail: [service@homebuds.com](mailto:service@homebuds.com)

## Avvertenze:



Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

# Homebuds

*Inspired by Life*



Factory: SHENZHEN SHINE INDUSTRIAL CO., LTD.  
Address: 2&3F, Bldg5, 1st Industrial Zone, Changzhen Community,  
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong  
Province, China, 518132  
E-mail: [service@homebuds.com](mailto:service@homebuds.com)



Company: Apex CE Specialists GmbH  
Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Westfalen, Deutschland  
Zip Code: 40237  
Contact: Wells Yan  
E-mail: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)  
Tel: +491776995991



Company: APEX CE SPECIALISTS LIMITED  
Address: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE  
Contact: Wells  
E-mail: [Info@apex-ce.com](mailto:Info@apex-ce.com)  
Tel: +441616371080



Made in China